



by CORAX



Elevando e descendo horizontalmente a maca

- 1 São utilizadas duas fitas de poliéster com capacidade de 2 toneladas em formato "U", para elevar e descer na horizontal. A fita da cabeceira é mais curta que a fita dos pés, sendo essencial o respeito a esta ordem de medidas (cabeceira = fita mais curta – pés = fita mais longa);
- 2 Coloque uma extremidade da fita principal através do corte na lateral da cabeceira;
- 3 Passe a fita por baixo da maca e pelo corte no lado oposto do equipamento;
- 4 Iguale as fitas, repetindo o mesmo procedimento para a fita localizada na outra extremidade da maca;
- 5 Regule todas as quatro pontas e prenda com o mosquetão de aço.

Levantando e descendo verticalmente a maca

- 1 Para levantar ou descer verticalmente a maca é utilizada uma corda estática, com diâmetro de 12mm;
- 2 Passe cada extremidade da corda pelos furos na cabeceira da maca;
- 3 Continue passando a corda pelos outros furos cruzando-a em forma de "X" até os pés da maca, certificando-se de que as pontas da corda estejam iguais;
- 4 Passe as pontas da corda pelos furos do pé da maca, juntando-as com um nó direito;
- 5 Traga as pontas da corda por cima dos pés da maca, passando pelas alças e prendendo com um nó direito e arrematando no final;

Enrolando a maca

- 1 Estique a maca e puxe as presilhas, na parte inferior dos pés da maca;
- 2 Comece pelas extremidades da cabeceira, enrolando o mais justo possível;
- 3 Continue enrolando a maca, utilizando seu joelho para evitar que se desenrole novamente;
- 4 Aperte as fitas retentoras e guarde o equipamento de volta em sua embalagem original.

Manutenção / Garantia

Este produto segue a Política de Garantia disponível no site Ultra Safe. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@coraxsafety.com.br

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Oxidação, modificações ou retoques
- Mau armazenamento
- Falta de manutenção
- Negligências



Ultra Safe é uma marca



Corax Indústria, Comércio e Serviços de Materiais de Segurança EIRELI

CNPJ: 11.781.768/0001-66

Rua Ricardo Cavatton, 171 05038-110 São Paulo SP Brasil Tel.: 55 11 3613-2929

www.ultrasafe.com.br

MACA ENVELOPE

Maca com placa laminada para auxílio no transporte e resgate de vítimas em áreas remotas – locais confinados e de difícil acesso – de maneira mais rápida e segura.

A Maca Envelope acomoda pranchas curtas, longas e imobilizador de coluna (Ked) e possui alças e fitas para fixação da vítima.

A Maca Envelope pode ser arrastada nos sentidos vertical e horizontal.

MACA 000000004050 Jul/2020

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

MACA ENVELOPE

Características do produto

Material

Placa laminada em polietileno (cor laranja)

Dimensões

Comprimento 2.430 mm - Largura 915 mm

Fitas

Poliéster de alta tenacidade

Costuras das fitas

Zig zag contínuo

Fivelas Fast Conect

Sistema de engate e regulagem rápida

Peso da maca

aprox. 6 kg

Peso Total com acessórios

aprox. 9,7 kg

Acessórios

Alças removíveis

Um jogo de 4 fitas removíveis, passando pelos furos da lateral da maca

Alça de reboque

Alça de reboque com fitas, localizada na cabeceira da maca

Estribo de fita

Em poliéster, é utilizado para vítimas de maior estatura

Mosquetão de aço

Para conexão da maca com sistema de içamento / descensão por cordas

Cintas para posição horizontal

Um jogo de duas cintas para suspensão em tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação (vermelha e preta) confeccionadas em fitas duplas de poliéster com capacidade de 20 kN, em formato "U"

Corda em poliamida estática

Diâmetro de 12mm com 10 metros de comprimento e carga de ruptura de 20 kN

Mochila

Para transporte e armazenamento

CUIDADOS ADICIONAIS (Importante)

A maca não foi desenhada para ser usada como equipamento de imobilização de coluna. Se houver qualquer suspeita de danos na coluna, coloque o paciente em um equipamento imobilizador antes de colocá-lo na maca.

Para os pacientes que apresentam ferimentos na região do ombro, deve-se utilizar, juntamente com a maca, uma proteção adicional. Nunca erga a maca por uma única alça (risco de rompimento).

Ao iniciar a elevação da maca na posição vertical, tire a mesma do chão e inicie o içamento até que ela assuma a posição vertical. Sempre utilize uma corda guia no içamento da maca por helicóptero, pois, sem ela, o equipamento pode girar.

A maca deve ser armazenada em embalagem própria, uma vez que um longo tempo de exposição a raios ultravioletas pode danificar qualquer tipo de material plástico.

Use o equipamento conforme as instruções abaixo.

INSTRUÇÕES PARA USO

Desenrolando a maca

- 1 Retire a maca da embalagem e coloque-a no chão;
- 2 Solte as presilhas e, com o pé, pise na extremidade da maca e desenrole no sentido oposto;
- 3 Dobre a maca pela metade e enrole para trás. Repita a mesma operação no sentido oposto;
- 4 A maca ficará completamente aberta.

Posicionando as fitas e apertando as fivelas

- 1 Desenrole a maca para que ela se abra;
- 2 Levante as laterais da maca e passe quatro fitas nas fivelas que estão na outra lateral e aperte;
- 3 Passe as fitas dos pés nos furos e aperte as fivelas;
- 4 Ajuste a fita tubular da cabeceira.